

ZF-0301

**Polyclonal Rabbit Anti-Human C3c Complement/FITC**

品 名： FITC标记兔抗人C3c补体多克隆抗体

规 格： 100 $\mu$ l抗体浓度： 40 $\mu$ g/100 $\mu$ l

稀释范围： 指导效价1:10， 现用现配

稀 释 液： 磷酸盐缓冲液、15mmol/L叠氮钠、pH7.2

存储条件： 2-8 $^{\circ}$ C避光保存

有 效 期： 参见试剂标签

特 异 性： 此抗体可以与人C3c补体反应，亦可与原始C3和C3b中的C3c组分反应。  
经免疫电泳分析，与其他种属C3c补体可有交叉反应，包括猫、牛、狗、山羊、豚鼠、马、貂、小鼠、大鼠、绵羊和猪。

提 示： 荧光染料复合物对光线敏感，实验过程中样品应尽量避免光照。

**注：仅供研究，不用于临床诊断。**